


COVID-19 | Інструкції для законного представника

Індивідуальне тестування: відбір проби

Тест «Льодяник» краще за все проводити вранці, перед сніданком, у цей час чутливість оптимальна. Якщо це неможливо, тест можна провести після прийому їжі, просто чутливість буде дещо нижчою.

1




Продезинфікуйте руки перед відбором проби або заздалегідь надягніть рукавички.

Перевірте вміст комплекту. У комплекті мають бути:


- **A** Пробірка з тампоном із червоним ковпачком
- **B** Транспортувальна пробірка
- **C** Ампула з 5 мл NaCl
- Транспортувальний пакет
- Етикетки зі штрих-кодом
- Бланк заявки

Дістаньте тампон із червоним ковпачком із пробірки (A) і дайте його дитині. **Не торкайтеся кінчика тампона!**

2



3




Дитина має покласти кінчик тампона з ватою в рот і смоктати його протягом 30 секунд, рухаючи язик уперед і назад. **Не жувати!**


Тим часом перелийте рідину NaCl (C) у пробірку (A), з якої ви дістали тампон.

Потім помістіть тампон у пробірку (A) і надійно закрийте пробірку.

4



5



Одразу після цього продезинфікуйте та/або ретельно вимийте руки!

Приклейте етикетку зі штрих-кодом до пробірки з тампоном (A) і помістіть пробірку (A) з пробою спочатку в транспортувальну пробірку (B), а потім у транспортувальний пакет.

Передайте пакет безпосередньо до одного з наших центрів.

6

