

Emocolture: tecnica di prelievo

Prelevare almeno due set per emocoltura (aerobi/anaerobi) da siti di puntura separati.

Bitte beachten:

1. Etichettare i flaconi con la data e l'ora del prelievo e i dati del paziente. Non coprire il codice a barre sul flacone.
2. Disinfettare accuratamente mani, sito di puntura (disinfettante cutaneo) e tappi dei flaconi (alcool al 70%). Tenere conto del tempo d'azione del disinfettante.
3. Guanti sterili in caso di nuova palpazione del sito di puntura.
4. Trasferire il sangue dal sito di puntura direttamente nei flaconi (quello per aerobi, poi quello per anaerobi) usando il sistema Vacutainer.

Tenere la cannula dalle ali, non dal rivestimento protettivo.
Fare attenzione al segno sul bordo del flacone (8-10 ml/flacone).

Bambini piccoli: 1 flacone per aerobi con 3-5 ml, lattanti 1-2 ml per prelievo.

Conservazione e trasporto a temperatura ambiente

Per una descrizione dettagliata, consulti il documento «Procedura per emocolture, infezioni da catetere e liquidi <sterili>»



BD Bactec™ Plus Aerob/F



BD Bactec™ Lytic/10 Anaerob/F

