

Pertosse: identificazione di *Bordetella pertussis* tramite PCR

Prelievo dei campioni

Lo striscio o l'aspirato nasofaringeo sono i campioni migliori per l'identificazione di *Bordetella pertussis* tramite PCR. Gli strisci farin-gei o nasali non sono adatti.

Procedura per il prelievo dello striscio nasofaringeo

- Immobilizzare la testa del paziente
- Inserire il tampone sottile nel passaggio nasale fino a raggiungere la zona nasofaringea
- Lasciare il tampone in posizione per circa 10 secondi. Questa procedura può causare tosse e lacrimazione
- Se ciò non fosse possibile, provare a eseguire la procedura usando l'altro passaggio nasale
- Estrarre il tampone con cautela
- Agitare bene il tampone all'interno del liquido di trasporto

Ordinare il set specifico per la Pertosse e compilare il formulario di richiesta di microbiologia

