

## Руководство по выполнению носоглоточного мазка

### ПЦР-тест для подтверждения вируса SARS-CoV-2

Тест для подтверждения коронавируса (SARS-CoV-2) может быть выполнен на основании различных биоматериалов. Одним из них является носоглоточный мазок.



**1.)** Человек, выполняющий мазок, должен носить защитную одежду (перчатки, халат, маску, защитные очки).

**2.)** Пациент должен стянуть маску с носа, чтобы она закрывала только рот.

Пациент должен высморкаться и держать в руке носовой платок (на случай возможного чихания после мазка).





**3.)** Слегка наклоните голову пациента назад и придержите ее не ведущей рукой.

Спросите пациента, какая ноздря у него лучше дышит: используйте ее для взятия мазка.

**4.)** Введите тампон глубоко в нос почти горизонтально вдоль носовой перегородки до стенки гортани (до пружинящего сопротивления соответственно на глубину около 8 см).

Вращайте тампон внутри примерно 5 секунд, а затем извлеките его.



**5.)** Поместите тампон в пробирку.

**6.)** Сломайте стержень по линии отлома, закройте крышку.

