

Istruzioni per il prelievo di un tampone nasofaringeo

Test PCR per la ricerca del virus SARS-CoV-2


La ricerca del coronavirus (SARS-CoV-2) si può eseguire da diversi tipi di campioni. Uno di questi è il tampone nasofaringeo.



1.) La persona che esegue il tampone deve indossare indumenti protettivi (guanti, camice, mascherina, occhiali).

2.) Il paziente deve abbassare la mascherina sotto il naso e tenerla solo sulla bocca.

Chiedere al paziente di soffiarsi il naso e di tenere un fazzoletto a portata di mano (per eventuali starnuti dopo il prelievo).





3.) Posizionare la testa del paziente leggermente all'indietro e sostenerla con la mano che non preleva il tampone.

Chiedere al paziente da quale narice entra più aria: usare questa narice per il prelievo.

4.) Inserire il tampone quasi orizzontalmente lungo il setto nasale in profondità nel naso fino alla parete posteriore della faringe (fino a percepire una resistenza elastica o a circa 8 cm di profondità).

In questa sede ruotare il tampone per circa 5 secondi e poi estrarlo.



5.) Inserire il tampone nella provetta per il trasporto.

6.) Spezzare il bastoncino al punto di rottura e chiudere il tappo.

